



راهنمای استفاده از EC-802E

لطفاً قبل از استفاده، راهنما را به خوبی بخوانید.
و در مواقع لزوم به آن مراجعه کنید.

فهرست

نکات ایمنی...

پیکربندی صندلی...

موضع ماساژ...

نصب صندلی...

راهنمای اتصال به زمین ...

ویژگی‌های صندلی...

راهنمای راه اندازی...

عیب یابی...

مراقبت و نگهداری...

هشدارها...


۱. نکات ایمنی

هنگام استفاده از صندلی ماساژ، همیشه باید احتیاط‌های مهم رعایت شود تا خطر برق‌گرفتگی، سوختگی، آتش‌سوزی و آسیب به افراد کاهش یابد. لطفاً نکات زیر را قبل از استفاده از ماساژور بخوانید.

- مطمئن شوید دو شاخه برق به درستی به پریز متصل شده است تا از اتصالی و آتش‌سوزی جلوگیری شود.
- همیشه بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن، صندلی ماساژ را از برق بکشید.
- از صندلی ماساژ در محیطی که رطوبت زیاد است مانند سونا یا اتاق بخار استفاده نکنید.
- از صندلی در بیرون از ساختمان استفاده نکنید و از تابش مستقیم نور آفتاب به آن جلوگیری کنید.
- در زمان قطع برق، کلید سوییچ را در وضعیت OFF قرار دهید و دو شاخه صندلی را از پریز بکشید تا از آسیب به آن هنگام وصل دوباره برق جلوگیری شود.
- هرگز دو شاخه برق را با دست خیس وارد یا از پریز خارج نکنید.
- زمانی که صندلی توسط کودکان یا افراد ناتوان استفاده می‌شود یا نزدیک آن هستند، نظارت دائم لازم است.
- بیشتر از یک نفر نباید هم‌زمان از دستگاه استفاده کنند.
- ماساژور باید طبق راهنمای استفاده‌ای که توضیح داده شده استفاده شود.
- از روش‌های دیگری غیر از آنها استفاده نکنید.
- روی پشتی یا زیرپایی صندلی نایستید یا نشینید تا باعث حادثه، مصدومیت یا آسیب به صندلی نشوید.
- هنگام استفاده از ماساژور نخوابید.
- صندلی را همیشه تمیز نگه دارید؛ از فرو کردن اشیاء داخل فضاهای خالی صندلی خودداری کنید.
- صندلی را با کشیدن سیم برق آن حرکت ندهید.
- مطمئن شوید کودکان و حیوانات یا شی‌ای در زیر یا پشت صندلی ماساژ نباشد.
- در صورت وجود هرگونه پارگی در پارچه ماساژور با نمایندگی تماس بگیرید.


- این صندلی ماساژ برای مصرف خانگی طراحی شده است و نباید در مکان های غیر مسکونی استفاده شود.
- اگر شک دارید می توانید از ماساژور استفاده کنید یا نه، لطفاً با پزشک خود مشورت کنید.
- اگر باردار یا تحت هر گونه معالجه پزشکی هستید یا از دستگاه الکترونیکی پزشکی استفاده می کنید و یا از تومور بدخیم، بیماری های قلبی، کمر درد، خم شدگی ستون فقرات، پوکی استخوان و بیماری های حاد رنج می برید، لطفاً با پزشک معالج خود مشورت کنید.
- اگر در هنگام استفاده از ماساژور دردی حس کردید، فوراً استفاده از آن را متوقف و با پزشک مشورت کنید.
- از ماساژور بیش از ۳۰ دقیقه استفاده نکنید.
- در محلی که محصولات آئروسل (اسپری) استفاده می شود از ماساژور استفاده نکنید.
- این صندلی ماساژ محصولی غیرحرفه ای است و برای ماساژی معمولی طراحی شده است و نباید برای معالجه تخصصی پزشکی استفاده شود.
- در صورت آسیب دیدگی سیم برق، سیم باید توسط تولیدکننده یا نمایندگی یا تکنسینی ماهر تعویض شود.

۲. پیکربندی صندلی



نکته: بلوتوث بلندگو فقط می‌تواند به یک دستگاه بلوتوث در یک زمان وصل شود. لطفاً بعد از استفاده، دستگاه بلوتوث را خاموش کنید تا دیگران هم بتوانند از آن لذت ببرند.

۳. موضع ماساژ



- ۶۸ کیسه هوا
- ۴ ناحیه گرمایشی
- ۱ ناحیه لرزشی
- ۲ غلتک
- ۱ رباط ماساژ

 گرما
  کیسه هوا
  غلتک
  لرزش
  کیسه‌های هوای شیانسو

۴. نصب صندلی

قدم ۱: صندلی ماساژ EC-802E دارای سه جعبه بوده و پایه صندلی در جعبه ۱، پشتی آن در جعبه ۲ و دسته های جانبی در جعبه ۳ بسته بندی شده اند.


قدم ۲: بسته بندی جعبه ۱ را باز کنید. سپس پایه را از جعبه در بیاورید و کیسه های پلاستیکی که دور آن کشیده شده است را باز کنید. مانند تصویر زیر.



قدم ۳: نگه دارنده تبلت را از قسمت زیرپایی بردارید، بسته بندی آن را باز کنید و آن را کنار بگذارید. جعبه لوازم جانبی شامل سیم برق، نگهدارنده تبلت و ابزارآلات دسته صندلی می شود. مانند تصویر زیر.



قدم ۴: گره کابل که جهت حمل و محافظت محرک پشتی صندلی استفاده شده است را باز کنید. پلاستیک محافظی که دور سر محرک پشتی صندلی پیچیده شده را جدا کنید. میخ پرچی و پیچ را جدا کنید و کنار بگذارید. مانند تصویر زیر.




قدم ۵: جعبه ۲ را باز کنید و پشتی صندلی را بردارید و آن را روی زمین قرار دهید. شیلنگ هوا، کابل پشتی صندلی و بالشتک را نکشید تا آسیب نبینند. مانند تصویر زیر.



قدم ۶: ترجیحاً دو نفره و با دقت پشتی صندلی را در چارچوب پایه صندلی قرار دهید. در وضعیت عمودی آن مطمئن شوید پشتی صندلی به درستی به پایه وصل است. مانند تصویر زیر.



قدم ۷: پشتی صندلی را به طرف جلو خم کنید و به پد نشیمنگاه تکیه دهید. از میخ پرچی و پیچ برای اتصال پشتی صندلی و محرک پشتی صندلی استفاده کنید. سری چهار راه شیلنگ هوا را به تلمبه هوا متصل کنید. سر سیم پشتی صندلی را به جعبه اصلی PCB متصل کنید. پشتی را به آرامی بخوابانید تا جایی که صدای "کلیک" را از آن بشنوید. مانند تصویر زیر.



قدم ۸: جعبه ۳ را باز کنید و پنل های جانبی را جدا کنید. دو سری زیپ دار را در انتهای دسته جانبی قرار دهید. زیپ این دو سری را تا انتهای دو سرشان باز کنید. روی دسته جانبی دو روکش فلزی وجود دارد. حفره را زیر صفحه فلزی قرار دهید. مانند تصویر زیر.



قدم ۹: شیلنگ هوا و سپس دهنه سیم را به بست های مناسب خود وصل کنید. با دقت با همتراز کردن و وارد کردن دو میله فلزی روی صفحه فلزی، دسته جانبی را روی پایه متصل کنید. مانند تصویر زیر.



قدم ۱۰: از دو پیچ برای اتصال دسته جانبی استفاده کنید و زیپ را ببندید. مانند تصویر زیر.



قدم ۱۱: نگهدارنده تبلت را روی دسته صندلی طرف راست وصل کنید سپس پوشش تبلت را روی نگهدارنده بکشید. مانند تصویر زیر.




قدم ۱۲: سیم برق را وصل و کنید کلید روشن را بزنید. مانند تصویر زیر.



۵. راهنمای اتصال به زمین

این دستگاه باید به زمین وصل شود. اگر خوب کار نکند یا خراب شود اتصال به زمین راهی برای مقاومت حداقل الکتریک جاری فراهم می کند تا خطر برق گرفتگی را به حداقل برساند. این دستگاه با سیم هادی زمین و دو شاخه اتصال به زمین تجهیز شده است. دو شاخه باید در پریز مناسبی وارد شود که مطابق با دستورالعمل ها و کدهای محلی به درستی نصب شده است. خطر اتصال نادرست هادی زمین می تواند باعث برق گرفتگی شود. اگر از مناسب بودن پریز با دوشاخه مطمئن نیستید از یک برق کار ماهر یا تکنسین نمایندگی کمک بگیرید. این دستگاه برای استفاده در جریان ۲۲۰-۲۴۰ ولت است و دوشاخه اتصال به زمینی مانند نمونه ای که در تصویر آمده است دارد. از شباهت شکل پریزی که می خواهید دستگاه را به آن بزنید و نمونه در تصویر اطمینان حاصل فرمایید. هیچ آداپتوری نباید با این دستگاه استفاده شود.



۶. ویژگی های صندلی


شرح	ویژگی
شماره مدل	EC-802E
ولتاژ مجاز	ولت 220-24 °
فرکانس مجاز	هرتز 50/60
مصرف برق مجاز	300W
زمانسنج	۱۵ دقیقه
حداکثر زمان مجاز	۳۰ دقیقه
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع)	ابعاد عمودی: 114x75x119 سانتی متر
	ابعاد خوابیده: 179x75x81 سانتی متر
	اندازه جعبه پایه صندلی: 133 x 76.5 X 69 سانتی متر
	اندازه جعبه پشتی صندلی: 136.5 X 76.5 X 57.5 سانتی متر
	اندازه جعبه دسته های جانبی: 73 X 33.5 X 91.5 سانتی متر
وزن	وزن خالص: ۱۱۴ KGS
	وزن ناخالص: ۱۴۱ KGS
طول سیم	سیم کنترل کننده: ۱/۵ متر
	سیم منبع تغذیه: ۱/۸ متر
شرایط استفاده	دما: ۰° ~ 35°
	رطوبت: 20-80 RH
شرایط نگهداری	۰° ~ 35° - دما :
	رطوبت: 20-80 RH
حداکثر وزن فرد استفاده کننده	تقریباً ۱۰۰ کیلوگرم
جزئیات ایمنی	مجهز به تشخیص افزایش برق و حرارت

۷. راهنمای استفاده

منبع تغذیه را متصل کنید. سپس کلید را در حالت "I" قرار دهید. حالا صندلی در حالت آماده به کار است.


روشن/خاموش

کلید روشن/خاموش را در بالای کنترل فشار دهید.




پس از آن رابط بوت را خواهید دید.

رابط بوت




برنامه خودکار رابط - ۱




در این صفحه، ۷ برنامه خودکار که شامل ماساژ عادی، بافت عمیق، ریکاوری، بیدار شدن، خوابیدن، رژیم غذایی سالم و کشش است، وجود دارد.

برنامه خودکار رابط - ۲




در این صفحه، ۶ برنامه خودکار شامل سلامت مردان، زیبایی بانوان، سرزندگی سالمندان، تناسب اندام، انرژی کلیه، Spleen Digest می شود، وجود دارد.

برنامه خودکار رابط - ۰۳



در این صفحه، ۶ برنامه خودکار شامل تنیس، رانندگی، گلف، تمرکز شانه ای، تمرکز کمری و تمرکز گردنی وجود دارد.

راهنمای برنامه ماساژ



(۱) مالش

دکمه کنترل روشن/خاموش عملکرد مالش - ۵ سطح شدت قابل تنظیم.
این دکمه را فشار دهید تا حالت ۱ عملکرد مالش برای ماساژ کل قسمت پشت با شدت متوسط فعال شود. دکمه را یک بار دیگر فشار دهید تا حالت ۲ عملکرد مالش فعال شود. فشردن برای بار سوم عملکرد مالش را متوقف می کند.

(۲) سوئدی

دکمه کنترل روشن/خاموش عملکرد سوئدی - ۵ سطح سرعت قابل تنظیم.

این دکمه را فشار دهید تا حالت ۱ عملکرد سوئدی برای ماساژ کل قسمت پشت با سرعت متوسط فعال شود. دوباره فشار دهید تا حالت ۲ فعال شود. با فشردن سه باره عملکرد سوئدی متوقف می‌شود.

(۳) ضربه‌ای

دکمه کنترل شروع/پایان عملکرد ضربه - ۳ سطح سرعت قابل تنظیم.
این دکمه را فشار دهید تا حالت ۱ عملکرد ضربه برای ماساژ کل قسمت پشت با سرعت متوسط فعال شود. دوباره فشار دهید تا حالت ۲ فعال شود. با فشردن سه باره عملکرد ضربه متوقف می‌شود.

(۴) شیاتسو

دکمه کنترل شروع/پایان عملکرد شیاتسو - ۳ سطح سرعت قابل تنظیم.
این دکمه را فشار دهید تا حالت ۱ عملکرد شیاتسو برای ماساژ کل قسمت پشت با سرعت متوسط فعال شود. دوباره فشار دهید تا حالت ۲ فعال شود. با فشردن سه باره عملکرد شیاتسو متوقف می‌شود.

(۵) کلیپینگ

دکمه کنترل شروع/پایان عملکرد کلیپینگ - ۳ سطح سرعت قابل تنظیم.
این دکمه را فشار دهید تا حالت ۱ عملکرد کلیپینگ برای ماساژ کل قسمت پشت با سرعت متوسط فعال شود. دوباره فشار دهید تا حالت ۲ فعال شود. با فشردن سه باره، عملکرد کلیپینگ متوقف می‌شود.

(۶) چرخشی

دکمه کنترل شروع/پایان عملکرد چرخشی - ۳ سطح سرعت قابل تنظیم.
این دکمه را فشار دهید تا حالت ۱ عملکرد چرخشی برای ماساژ کل قسمت پشت با سرعت متوسط فعال شود. دوباره فشار دهید تا حالت ۲ فعال شود. با فشردن سه باره، عملکرد چرخشی متوقف می‌شود.

نکته: این عملکرد نمی‌تواند ماساژ "نقطه ای" اجرا کند.

ماساژ نقطه ای یا جزئی

نقطه ای

یک بار فشار دهید تا ماساژ نقطه ای فعال شود. این کار حالت اصلی ماساژ را در وضعیت یکسان در بدن نگه می‌دارد. با فشردن دوباره ماساژ کامل پشت بدن ادامه پیدا می‌کند.

جزئی

یکبار فشار دهید تا ماساژ جزئی فعال شود. این کار حالت اصلی ماساژ را در محدوده ۸ سانتی متری نگه می‌دارد. با فشردن دوباره، ماساژ کامل پشت بدن ادامه پیدا می‌کند.



تنظیم روبه پایین/رو به بالا

دکمه تنظیم موقعیت برای ماساژ نقطه ای و جزئی.


زمانی که عملکردهای نقطه ای یا جزئی فعال هستند، این دو دکمه می‌توانند برای حرکت غلتک‌ها استفاده شود. بالا/پایین را نگه دارید تا غلتک‌های ماساژ به ترتیب رو به بالا/پایین حرکت کنند. زمانی که غلتک‌ها به موقعیت مد نظر رسیدند، دکمه‌ها را رها کنید.

زمانی که اسکن اتوماتیک پشت بدن نمی‌تواند ضربه ماساژ دلخواه را تشخیص دهد، دکمه‌های بالا/پایین را فشار دهید تا در ۱۰ ثانیه تنظیم دلخواه اجرا شود. زمانی که به موقعیت دلخواه رسیدید، دکمه‌ها را رها کنید.



تنظیم 3D

”+/-“ را برای تنظیم غلتک ماساژ 3D به ترتیب رو به جلو/عقب فشار دهید. دارای ۶ سطح مختلف قابل تنظیم است تا برای شدت ماساژ درخواستی متنوع مناسب شود.



تنظیم عرض:

دکمه تنظیم عرض برای عملکردهای ضربه، کلپینگ، شیاتسو و چرخشی.


زمانی که ماساژهای ضربه ای کلپینگ، شیاتسو و چرخشی در حال اجراست هر فشار کوتاه به این دکمه، فاصله عرض ماساژ را در توالی "باریک > متوسط > پهن" روی دایره کنترل عوض می‌کند.



تنظیم شدت:

دکمه تنظیم شدت برای عملکرد مالش.


زمانی که عملکرد مالش در حال اجراست، هر فشار کوتاه به این دکمه، فاصله شدت سرعت ماساژ را در توالی "Lv-1>Lv-2>Lv-3>Lv-4>Lv-5" روی دایره کنترل عوض می‌کند.



تنظیم سرعت:

دکمه تنظیم سرعت عملکردهای ضربه ای، کلپینگ، سوئدی و شیاتسو.

زمانی که عملکردهای ضربه ای، کلپینگ، سوئدی یا شیاتسو در حال اجرا هستند، هر فشار تکی به این دکمه فاصله سرعت ماساژ را در توالی "Lv-1>Lv-2>Lv-3>Lv-4>Lv-5" روی دایره کنترل عوض می‌کند.




تنظیم شدت جریان هوا:

دکمه تنظیم شدت هوا برای ماساژ فشار هوا - ۵ سطح شدت قابل تنظیم


زمانی که عملکرد ماساژ هوا در حال اجراست، هر فشار کوتاه به این دکمه، شدت ماساژ را در توالی "Lv-1>Lv-2>Lv-3>Lv-4>Lv-5" روی دایره کنترل تغییر می‌دهد.

راهنمای برنامه رابط - ماساژ هوا



در این صفحه ماساژ هوا برای قسمت های مختلف بدن شامل شانه، بازو، ران، پا، نشیمنگاه، کمر و همچنین ماساژ هوای ترکیبی وجود دارد.

راهنمای برنامه رابط - ویژه



در این صفحه دکمه های شروع LED، غلتک های پا، عملکرد لرزشی و حرارتی وجود دارند.

LED (۱)

دکمه کنترل روشن/خاموش عملکرد LED

با فشردن این دکمه عملکرد LED فعال می شود. هر فشار روی این دکمه باعث تغییر رنگ نور آن در توالی "رنگ ترکیبی<قرمز>آبی<سبز"& می شود. فشار دوباره باعث توقف نور LED می شود. نکته: در طول حالت برنامه خودکار، فشار این دکمه باعث تغییر LED به رنگ دلخواه می شود.

۲) غلتک‌های پا

دکمه کنترل روشن/خاموش عملکرد غلتک‌های پا
با یکبار فشار روی این دکمه عملکرد چرخشی بر اساس پا فعال می‌شود. فشار دوباره عملکرد را متوقف می‌کند.
نکته: در طول حالت برنامه خودکار، فشار این دکمه می‌تواند عملکرد چرخشی پا را فعال/غیرفعال کند.

۳) لرزش

دکمه کنترل روشن/خاموش عملکرد لرزش نشیمنگاه
یکبار فشار روی این دکمه عملکرد لرزش نشیمنگاه را فعال می‌کند و فشار دوباره آن را متوقف می‌کند.
نکته: در طول حالت برنامه خودکار، فشار این دکمه می‌تواند عملکرد لرزشی را فعال/غیرفعال کند.

۴) گرما

دکمه کنترل روشن/خاموش عملکرد گرما
فشار بر روی این دکمه عملکرد حرارتی را برای کمر و نشیمنگاه فعال می‌کند و با فشار دوباره متوقف می‌شود.
نکته: در طول حالت برنامه خودکار، فشار این دکمه می‌تواند عملکرد گرما را فعال/غیرفعال کند.

رابط تنظیم زاویه



در این صفحه به ترتیب زاویه پشتی صندلی و زیرپایی تا جای دلخواه تنظیم می‌شود.



خم کردن

دکمه کنترل تنظیم زاویه صندلی ماساژ

این دو دکمه می توانند شیب زاویه صندلی را تنظیم کند. دکمه کنترل decline/incline را فشار دهید تا به وضعیت دلخواه پشتی صندلی برسید. فشار دوباره متوقف می کند.



بسط زیرپایی و تنظیم زاویه

این دکمه، بسط زیر پای و بالا/پایین بردن آن را کنترل می کند. آن ها را فشار دهید تا به زاویه دلخواه برسید.




ZERO-G

این دکمه را بفشارید تا عملکرد Zero-G1 به صورت پیش فرض فعال شود. فشار دوباره عملکرد Zero-G2 را فعال می کند. دوباره فشار دهید تا به وضعیت اولیه بازگردد.

نکته: اگر این دکمه در حالی که به Zero-G1 می رود فشار داده شود، صندلی ماساژ در آخرین زاویه خود متوقف می شود. اگر دکمه Zero-G در حالت رفتن به Zero-G1 زده نشود، ماساژ در زاویه Zero-G1 توقف نمی کند. وضعیت مشابه برای عملکرد Zero-G2 هم صادق است.

نکته: دکمه Zero-G در برنامه های ماساژ زیر قابل کنترل نیست:


کشش، رژیم غذایی سالم، Spleen Digest، خوابیدن، زیبایی بانوان، تناسب اندام



دکمه توقف


با فشار این دکمه به وضعیت اولیه باز می گردد.

رابط زبان




در این صفحه، زبان دلخواه قابل انتخاب است. هم اکنون ۴ زبان برای انتخاب وجود دارد.

رابط قفل خودکار تنظیمات




در این صفحه می توانید زمان قفل خودکار را در صورت نیاز تنظیم کنید.

رابط تنظیم رمز عبور



در این صفحه می توانید در صورت لزوم رمز عبور انتخاب کنید.

دکمه های کنترل روی پنل جانبی



۱) USB

شارژر برای تلفن ها یا تبلت

۲) دکمه خاموش/روشن

فشار این دکمه صندلی را روشن می کند. سپس کنترل کننده هم زمان شروع می شود. در این زمان از کنترل نیز می توانید برای راه اندازی استفاده کنید.

۳) دکمه Pause (مکث)

این دکمه را یکبار فشار دهید تا عمل ماساژ در حال اجرا و تایمر شمارش معکوس طی حالت مکث متوقف شود و بایستد که در این حالت دکمه مکث چشمک خواهد زد.
این دکمه را دوباره فشار دهید تا عمل مکث را متوقف کنید تا عمل ماساژ قبلی و همین طور تایمر شمارش معکوس ادامه پیدا کند.

دکمه Auto (۴)

این دکمه را فشار دهید تا از برنامه اتوماتیک (خودکار) مذکور برای یک ماساژ سریع لذت ببرید.



دکمه ZG ۱۲ (۵)

این دکمه همان کار دکمه ZERO-G را می کند.

دکمه home (۶)

این دکمه صندلی را به حالت پیش فرض اولیه برمی گرداند.

تمام کردن کار

لطفاً دکمه on/off را پس از استفاده از دستگاه فشار دهید. رولرهای ماساژ به حالت اولیه اش برمی گردد و سپس دکمه منبع برق در زیر صندلی را به روی حالت O قرار دهید و سپس دستگاه را از پریز بیرون بیاورید.

۸. عیب یابی

این صندلی ماساژ توسط یک میکرو کامپیوتر کنترل می شود و به همین خاطر به نوسانات برقی $10^{\circ} +$ تا 15% - آسیب پذیر است. شرایط زیر ممکن است در حالت نوسانات برقی اتفاق بیفتد.

وضعیت	راه حل
در حالتی که صندلی ماساژ به منبع برق متصل است ولی کار نمی کند.	۱- دستگاه را بررسی کنید تا ببینید که آیا سیم بطور درست به پریز متصل شده است و کار می کند. ۲- اطمینان حاصل کنید که کلید صندلی ماساژ در حالت I قرار گرفته باشد.
دکمه کنترل از راه دور کار می کند ولی صندلی ماساژ کار نمی کند.	گرم شدن احتمالی دستگاه بخاطر استفاده زیاد از آن. برای مدت 30° تا 50° دقیقه دستگاه را خاموش نمایید. که در این حالت هر دو یعنی ریموت کنترل و صندلی ماساژ کار نمی کند.
هر دو یعنی هم ریموت کنترل و صندلی ماساژ کار نمی کند.	۱- اطمینان حاصل نمایید که صندلی به پریز سالمی زده شده باشد. ۲- دستگاه را مجدداً روشن و خاموش نمایید.

۹- مراقبت و نگهداری از دستگاه

۱- نگهداری از دستگاه

- پس از استفاده از دستگاه با یک پارچه نرم و خشک و تمیز، آن را تمیز نمایید.
- دستگاه را تمیز نگه دارید و دور از مکان های خیس و مرطوب قرار دهید.
- در صورتی که برای مدت طولانی از دستگاه ماساژ استفاده نمی کنید ، روی آن یک پارچه برای جلوگیری از گرد و خاک و کثیفی بگذارید و سیم آن را از پریز برق بکشید.

احتیاط

- صندلی ماساژ را در نور مستقیم خورشید یا در مکانهای با دمای بالا قرار ندهید. این امر می تواند باعث شود تا رنگ دستگاه برود.
- نگذارید تا صندلی شارژی با موادی مانند وینل یا کاغذ دیواری برای مدت زمان طولانی تماس پیدا کند چون باعث می شود تا رنگ آن برود.

۲- تمیز کردن صندلی ماساژ

- قبل از تمیز کردن ، اطمینان حاصل کنید که کلید اصلی خاموش باشد و سیم برق از پریز خارج شده باشد.
- گرد و خاک و کثیفی را از دستگاه با یک دستمال پارچه ای تمیز و نرم و خشک پس از هر استفاده بزدایید و پاک نمایید.
- این دستگاه را می توان با یک دستمال کمی مرطوب تمیز نمایید.
- هرگز دستگاه را اتو نزنید.
- هرگز برای شستشوی دستگاه از ماشین لباسشویی استفاده نکنید چون این می تواند باعث فاسد شدن و خراب شدن دستگاه شود.

احتیاط

- از مواد شوینده خورنده مانند بنزین یا تینر برای تمیز کردن صندلی ماساژ استفاده نکنید. این کار می تواند باعث شود تا رنگ دستگاه برود.

۳- تمیز کردن کنترلر

فقط از یک دستمال پارچه ای تمیز و خشک برای تمیز کردن کنترلر استفاده نمایید.

احتیاط

- از یک دستمال خیس و مرطوب برای تمیز کردن کنترلر استفاده نکنید. این کار می تواند باعث خرابی دستگاه شود.

۱۰. اخطارها

از آب و دیگر شوینده های تمیزکننده برای صندلی ماساژ استفاده نکنید. به سطح صندلی ماساژ ضربه نزنید یا خیلی محکم روی آن نکشید و چیزی روی آن نگذارید. طی کار با دستگاه دکمه ها را به آرامی فشار دهید و با وسایل سفت و تیز به دستگاه ضربه نزنید و بعد از هر استفاده سیم منبع برق را بیرون بکشید. در هر دفعه بیشتر از ۳۰ دقیقه از دستگاه استفاده نکنید.